

GB 4789.44-2020 创伤弧菌检测用产品列表

检测步骤	产品名称	产品编号	产品规格	产品价格(元)	称量数	需求	每瓶/盒/袋可配制数量	备注说明
增菌	PNCC 增菌液基础	CM435	250g/瓶		60.0g/L	每个样品 225mL	18 样/瓶	干粉培养基
	PNCC 增菌液添加剂	P-122	10 支/盒			每支添加于 225mL 基础中	10 样/盒	附加试剂
选择性分离	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC)	CM421	250g/瓶		50.1g/900mL	每个平皿 20mL, 每个样品需 1 皿	224 样/瓶	干粉培养基
	10%纤维二糖水溶液	P-86B	5mL/支×10			每 2 支 P-86B 添加于 90mL 的 CM421 培养基中	10 盒/瓶基础	附加试剂
	多粘菌素 B (E)	P-36E	10000IU/支×5			每 1 支 P-36E 添加于 100mL 的 CM421 培养基中	10 盒/瓶基础	
	多粘菌素 B (E)	P-36E-X	50000IU/5mL×10			每 1 支 P-36E-X 添加于 500mL 的 CM421 培养基中	1 盒/瓶基础	
	多粘菌素 E (B)	P-07B	2mg/支×5			每 1 支 P-07B 添加于 100mL 的 CM421 培养基中	10 盒/瓶基础	
	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂 (mCPC) 平板	PB028A	10 皿/包×2			每个样品需 1 皿	20 样/盒	即用型平板
	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC)	CM421	250g/瓶		50.1g/900mL	每个平皿 20mL, 每个样品需 1 皿	224 样/瓶	干粉培养基
	10%纤维二糖水溶液	P-86B	5mL/支×10			每 2 支 P-86B 添加于 90mL 的 CM421 培养基中	10 盒/瓶基础	附加试剂
	多粘菌素 E (B)	P-07B	2mg/支×5			每 1 支 P-07B 添加于 100mL 的 CM421 培养基中	10 盒/瓶基础	

地址：北京市朝阳区高碑店北路甲3号(100123) 电话：+86-10-51203999 传真：+86-10-51349510 技术支持电话：+86-85786931

E-mail: info@beijinglandbridge.com luqiaotech@hotmail.com 免费服务热线：800-810-1304 400-810-1304

山东分公司：电话：+86-532-82689263 传真：+86-532-82689273 广东分公司：电话：+86-20-38011430 传真：+86-20-38011431

东北办事处：电话：+86-0451-87821139 传真：+86-0451-87656039

纯化培养	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)	CM409	250g/瓶		65g/L	每个平皿 20mL, 每个疑似菌需 1 皿	192 皿/瓶	干粉培养基
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)	PB047	10 皿/包×2			每个疑似菌需 1 皿	20 皿/盒	即用型平板
鉴定	革兰氏染色液试剂盒	CM1001	10mL×4					试剂
	革兰氏染色液试剂盒	CM1001-02	100mL×4					试剂
	氧化酶试纸	M050	10 片/瓶			每个疑似菌 1 片	10 菌/瓶	试剂
	氧化酶试剂	M153	20 支/盒			每个疑似菌需 1 支	20 菌/盒	试剂
	创伤弧菌生化鉴定试剂盒	DBI-11	14 种×10 套			每个疑似菌需 1 套		干制生化鉴定试剂
快速检测	创伤弧菌 PCR 检测试剂盒							

我公司产品规格和种类繁多, 如有需要, 欢迎您来电与我们联系。